

Anti-Atp1B3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54709

Artikelnummer: CM0003217



Einführung

Hochwertiger ATP1B3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges ATP1B3 (CD298/ATPB-3) mit beobachteten Banden bei 22 und 32 kDa. Ideal für die Forschung zu Ionen-transport und Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ATP1B3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	483
GenID	483
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 180-279 von menschlichem ATP1B3 (P54709) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54709
Proteingewicht	22kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel