

Anti-Atp2B1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20020

Artikelnummer: CM0006344



Einführung

Anti-ATP2B1 kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Erforschung von Kalziumhomöostase, Blutdruckregulation, Knochenmineralisation und Insulinempfindlichkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP2B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Spezies	Mensch
GenID	490
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20020
Proteinmasse	135 kDa
Versand	Eisbeutel