

Anti-Atp2B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P20020

Artikelnummer: CM0021516



Einführung

Der ATP2B1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) detektiert ATP2B1/PMCA1 in Human-, Maus- und Rattenproben. Validierter Einsatz in WB, IF-P und ELISA; ideal für die Erforschung von Kalziumtransport, Blutdruckregulation und Knochenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	490
Gen-ID	490
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 50-150 von humanem ATP2B1 (NP_001673.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20020
Protein-Gewicht	135kDa
Versand	Eisbeutel