

Anti-Atp2B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01814

Artikelnummer: CM0028421

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen ATP2B2 (PMCA2) gerichtet ist und für WB und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Kalziumhaushalts und der Hörfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP2B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	491
GenID	491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 von menschlichem ATP2B2 (NP_001674.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01814
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel