

Anti-Atp2B4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23634

Artikelnummer: CM0015087



Einführung

Anti-ATP2B4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die Plasmamembran-Calcium-ATPase 4 (PMCA4, P23634) für die Zellsignal- und Spermienmotilitätsforschung mit Maus-Kreuzreaktivität ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP2B4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	493
GeneID	493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1141-1205 des humanen ATP2B4 (NP_001675.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P23634
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel