

Anti-Atp4B (Hydrogen Potassium ATPase Beta) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P51164

Artikelnummer: CM0003296

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ATP4B/Untereinheit Beta der Kalium-transportierenden ATPase gerichtet ist. Validiert für IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur Magen-Protonenpumpe und zum Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP4B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Hydrogen Potassium ATPase Beta; ATP4B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	496
GenID	496
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 192-291 von menschlichem ATP4B (P51164) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51164
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel