

Anti-Atp4B Kaninchen-Poliklonaler Antikörper (Gastric H⁺/K⁺ ATPase B-Untereinheit) Für Wb Und Elisa - P51164

Artikelnummer: CM0013852

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ATP4B, die beta-Untereinheit der gastrischen H⁺/K⁺-ATPase (33 kDa). Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Magensäuresekretion und der Parietalzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP4B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATP6B; ATP4B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	496
GeneID	496
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 62-291 des menschlichen ATP4B (NP_000696.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51164
Proteinmasse	33kDa
Versand	Eispackung