


Anti-Atp5A1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Artikelnummer: CM0029425



Einführung

Dieser validierte polyklonale Kaninchenantikörper zielt auf humanes ATP5A1 (ATP-Synthase F1-Untereinheit Alpha) ab und reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Ideal für Mitochondrienforschung und Studien zum Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	498
Gen-ID	498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem ATP5A1 (NP_004037.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25705
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel