


Anti-Atp5A1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P25705

Artikelnummer: CM0002190



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ATP5A1, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt die ATP-Synthase-Untereinheit alpha von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	498
Gen-ID	498
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen ATP5A1 (P25705) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25705
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel