


Anti-Atp5C1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36542

Artikelnummer: CM0013920



Einführung

ATP5C1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche, murines, Ratten-ATP-Synthase-Gamma-Untereinheit (P36542), eine Zentralstangen-Komponente der mitochondrialen Komplex V, geeignet für Stoffwechsel- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5C1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-298 von menschlichem ATP5C1 (NP_001001973.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36542
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel