

Anti-Atp5D Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30049

Artikelnummer: CM0026214



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ATP5D (ATP-Synthase F1-Untereinheit Delta, mitochondrial). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Mitochondrienforschung und Studien zur ATP-Synthase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ATP5D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATP5D; MC5DN5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	513
GenID	513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-168 von humanem ATP5D (NP_001678.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30049
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel