

Anti-Atp5F1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P24539

Artikelnummer: CM0025804



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ATP5F1, eine Untereinheit der mitochondrialen ATP-Synthase. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIG47; ATP5F1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	515
GeneID	515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-245 des menschlichen ATP5F1 (NP_001679.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24539
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel