

Monoklonaler Anti-Atp5G1-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P05496

Artikelnummer: CM0006674



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ATP5G1, eine C1-Untereinheit der mitochondrialen ATP-Synthase. Geeignet für Anwendungen in WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5G1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	516
GeneID	516
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ATP5G1 (P05496) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05496
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku