

Anti-Atp5G1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05496

Artikelnummer: CM0002782



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ATP5G1 (auch bekannt als ATP-Synthase-Untereinheit c) gerichtet ist, empfohlen für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5G1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Spezies	Mensch
GenID	516
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 57-136 von menschlichem ATP5G1 (P05496) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05496
Proteinmasse	14kDa
Versand	Eisbeutel