

Anti-Atp5G2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06055

Artikelnummer: CM0020479

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP5G2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung an mitochondrialer ATP-Synthase und Protonentransport-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5G2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATP5A, ATP5G2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	517
Gen-ID	517
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ATP5G2 (NP_001002031.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q06055
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel