

Anti-Atp5I Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

Artikelnummer: CM0020709



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP5I (ATP-Synthase-Untereinheit e). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale Studien und ATP-Synthase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5I Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATP5I; ATP5K
Spezies	Human
GeneID (Human)	
GeneID	521
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56385
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel