


Anti-Atp5J-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18859

Artikelnummer: CM0026588



Einführung

Hochwertiges ATP5J-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Erkennt die periphere Stiel-Untereinheit F6 der ATP-Synthase in Proben von Mensch, Maus und Ratte und unterstützt Studien zur Mitochondrien- und Energiestoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5J Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	522
Gen-ID	522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-108 von menschlichem ATP5J (NP_001676.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18859
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel