

Anti-Atp5J2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56134

Artikelnummer: CM0019905



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATP5J2, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen ATP-Synthase-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5J2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	ATP5J2, ATP5JL
Spezies	Human
Gen-ID	9551
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-94 des humanen ATP5J2 entspricht (NP_004880.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P56134
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel