


Anti-Atp5O Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Artikelnummer: CM0028564



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATP5O (OSCP), eine mitochondriale ATP-Synthase-Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5O Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATPO; OSCP; ATP5O; HMC08D05
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	539
GenID	539
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-213 von humanem ATP5O (NP_001688.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48047
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel