

Anti-Atp6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00848

Artikelnummer: CM0006710

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ATP6 (Untereinheit a der ATP-Synthase) für WB und ELISA. Erkennt menschliches ATP6, eine wichtige Untereinheit des Protonenkanals der mitochondrialen ATP-Synthase. Ideal für die Erforschung des Stoffwechsels und der Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	ATP6
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4508
GeneID	17705
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00848
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel