

Anti-Atp6 Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Artikelnummer: CM0030522

Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper gegen ATP6 (Untereinheit a des ATP-Synthase F(0)-Komplexes, auch bekannt als MT-ATP6) für Anwendungen im Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt humanes und murines ATP6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4508
Gen-ID (Maus)	17705
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 127-226 von murinem ATP6 (NP_904333.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00848
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel