


Anti-Atp6Ap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15904

Artikelnummer: CM0017529



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ATP6AP1 (V-ATPase-Untereinheit S1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Protonenpumpenfunktion, Membrantransport und intrazellulärer Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6AP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATP51; ATP6IP1; ATP6AP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	537
GeneID	537
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 90-390 von humanem ATP6AP1 (NP_001174.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15904
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche