


Anti-Atp6Ap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75787

Artikelnummer: CM0026735



Einführung

Anti-ATP6AP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-ATP6AP2-Protein (Renin-Rezeptor, 39 kDa). Geeignet für die IVD-Forschung im Renin-Angiotensin-System und in der lysosomalen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6AP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 251-350 des humanen ATP6AP2 (NP_005756.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75787
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche