


Anti-Atp6V0A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Artikelnummer: CM0015621



Einführung

ATP6V0A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt Mensch, Maus, Ratte. Targetiert die V-ATPase-Untereinheit a1 für Studien zur Organellen-Azidifizierung, mTORC1-Signalgebung und neuronale Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V0A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaise	a1; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	535
GenID	535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-300 von menschlichem ATP6V0A1 (NP_001123493.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93050
Proteinmasse	96kDa
Versand	Eisbeutel