


Anti-Atp6V0C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P27449

Artikelnummer: CM0004716



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes ATP6V0C (V-Typ Protonen-ATPase 16 kDa Proteolipid-Untereinheit c) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal für Studien zur Vakuolen-Azidifizierung und Lysosomenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V0C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATPase H ⁺ transportierend V0 Untereinheit c
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	527
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ATP6V0C entspricht. (NP_001685.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27449
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel