


Anti-Atp6V0C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27449

Artikelnummer: CM0023098



Einführung

Anti-ATP6V0C-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung der Protonenkanalfunktion der vakuolären ATPase und der lysosomalen Ansäuerung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V0C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	527
GeneID	527
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen ATP6V0C (NP_001185498.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27449
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku