


Anti-Atp6V0D1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P61421

Artikelnummer: CM0031029



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ATP6V0D1 (V-ATPase-Untereinheit d1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der lysosomalen Azidifizierung und der mTORC1-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V0D1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9114
GenID	9114
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-351 des humanen ATP6V0D1 (NP_004682.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61421
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel