


Anti-Atp6V1A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P38606

Artikelnummer: CM0013720



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf humanes ATP6V1A (katalytische Untereinheit A der V-ATPase) abzielt. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu V-ATPase, Ionentransport und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	523
GenID	523
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem ATP6V1A entspricht (NP_001681.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38606
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel