

Anti-Atp6V1B1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P15313

Artikelnummer: CM0030681

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes ATP6V1B1 (V-ATPase-Untereinheit B1). Validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu renaler Azidifizierung und Taubheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	525
Gen-ID	525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem ATP6V1B1 (NP_001683.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15313
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel