


Anti-Atp6V1B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21281

Artikelnummer: CM0026824



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen ATP6V1B2, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt die humane, murine und ratten V-ATPase-Untereinheit B Hirn-Isoform, ein 57 kDa Protein, das für den Protonentransport und die Lysosomenansäuerung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Spezies	Human
GeneID (Human)	526
GeneID	526
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 262-511 des humanen ATP6V1B2 (NP_001684.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21281
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eistasche