


Anti-Atp6V1D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5K8

Artikelnummer: CM0015206



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP6V1D (V-ATPase-Untereinheit D), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur vakuolären Versauerung, mTORC1-Signalübertragung und Zilienbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1D Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51382
Gen-ID	51382
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-247 von humanem ATP6V1D (NP_057078.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5K8
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel