

Anti-Atp6V1G2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95670

Artikelnummer: CM0023654

Einführung

Der Anti-ATP6V1G2 Kaninchen-Polyklonalantikörper von CamelBio detektiert V-ATPase-Untereinheit G2 (14 kDa) in humanen, Maus- und Rattenproben mittels WB, IHC-P, ELISA für die Erforschung der vakuolären Protonenpumpe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATP6V1G2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	534
GeneID	534
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-100 des humanen ATP6V1G2 (NP_569730.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95670
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche