

Anti-Atp7A Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04656

Artikelnummer: CM0008382



Einführung

Hochwertiges ATP7A-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Anwendungen mit humanen Proben, einschließlich WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung des Kupferstoffwechsels, der Menkes-Krankheit und des Proteintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP7A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	538
GenID	538
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-79 von humanem ATP7A (NP_000043.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04656
Proteingewicht	11-172 kDa
Versand	Eisbeutel