

Anti-Atp7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04656

Artikelnummer: CM0027360



Einführung

Hochspezifischer Anti-ATP7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und EL. Erkennt menschliches ATP7A mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Forschung zu Kupfer-Homöostase, Menkes-Krankheit und neuronaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	538
Gen-ID	538
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-79 von menschlichem ATP7A (NP_000043.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q04656
Proteingewicht	11-172 kDa
Versand	Eisbeutel