

Anti-Atp7B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35670

Artikelnummer: CM0029077



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Kupfer-transportierende ATPase 2 (ATP7B). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Morbus Wilson und Kupferhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATP7B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WD; PWD; WC1; WND; ATP7B
Spezies	Human
GeneID (Human)	540
GeneID	540
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35670
Protein-Gewicht	157 kDa
Versand	Eisbeutel