

Anti-Atp8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P03928

Artikelnummer: CM0005264



Einführung

Hoher Qualitätsanspruch: ATP8 Kaninchen monoklonaler Antikörper (P03928), validiert für Western Blot, IP, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-ATP-Synthase F(0)-Komplex-Untereinheit 8, mit einem Molekulargewicht von 8 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8
Spezies	Human
GeneID (human)	4509
GeneID	4509
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-68 von humanem ATP8 (YP_003024030.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P03928
Protein-Gewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel