

Anti-Atp8B3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60423

Artikelnummer: CM0020605

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ATP8B3, eine für die Spermienfunktion kritische Phospholipid-transportierende ATPase-Flippase. Validiert für WB und ELISA mit menschlichen Proben. Proteingewicht 147 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP8B3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATPIK; ATP8B3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	148229
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-900 von menschlichem ATP8B3 (NP_620168.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60423
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel