


Anti-Atpb Mausmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06576

Artikelnummer: CM0006787



Einführung

Hochspezifischer Mausmonoklonaler Antikörper gegen humanes ATP5B. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an der Beta-Untereinheit der ATP-Synthase und an Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATPB Maus mAk
Bemerkungen/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	506
GenID	506
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem ATPB
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06576
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel