


Anti-Atpb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06576

Artikelnummer: CM0002982



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane ATP-Synthase Beta-Untereinheit (ATPB), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATPB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Spezies	Human
GeneID (Human)	506
GeneID	506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 230-529 des humanen ATPB (NP_001677.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06576
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel