


Anti-Atpb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P06576

Artikelnummer: CM0030274



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die mitochondriale ATP-Synthase-Untereinheit Beta (ATPB/ATP5B) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATPB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	506
GenID	506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 230-529 von menschlichem ATPB (NP_001677.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06576
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel