


Anti-Atpif1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uii2

Artikelnummer: CM0005362



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-ATPIF1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-ATPIF1. Ideal für Studien zu mitochondrialer Funktion, ATPase-Hemmung und Häm-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATPIF1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen / Alias	IP; ATPi; ATPIP; ATPIF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	93974
Gen-ID	93974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-106 des humanen ATPIF1 (NP_057395.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UII2
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel