


Anti-Atpif1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb Und Ip - Q9Uii2

Artikelnummer: CM0030942



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP1F1, validiert für Knockout (KO)-Spezifität. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen ATPase-Hemmung und Hämsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATP1F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IP; ATP1; ATP1P; ATP1F1; F1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93974
Gen-ID	93974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-106 von humanem ATP1F1 (NP_057395.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Uii2
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel