


Anti-Atr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0013514



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ATR-Kinase, die an der DNA-Schadens-Checkpoint-Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; erkennt humanes, Maus- und Ratten-ATR (~301 kDa). Ideal für die Krebsforschung und die Untersuchung genomischer Instabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATR Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Spezies	Human
GeneID (Human)	545
GeneID	545
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-500 von humanem ATR (NP_001175.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Kühlakku