


Anti-Atr Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0003527



Einführung

ATR Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, erkennt menschliches und murines ATR (301 kDa). Ideal für Forschung zur DNA-Schadensantwort, Checkpoint-Signalübertragung und Integrität der Kernhülle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATR Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	545
GeneID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2100-2200 von menschlichem ATR (NP_001175.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Eisbeutel