


Anti-Atrip Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxe1

Artikelnummer: CM0003515



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ATRIP (ATR-interacting protein) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Studien zur Signalgebung bei DNA-Schadenskontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRIP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ATRIP; ATR-interacting protein
Spezies	Mensch
Gen-ID	84126
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem ATRIP (Q8WXE1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXE1
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel