


Anti-Atrip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxe1

Artikelnummer: CM0027773



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes ATRIP (ATR-interagierendes Protein) für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Essentiell für die Erforschung der DNA-Schadens-Checkpoint-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATRIP
Spezies	Human
GeneID (Human)	84126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem ATRIP (NP_569055.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8WXE1
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel