


Anti-Atrip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q8Wxe1

Artikelnummer: CM0028411



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes ATRIP (ATR-interacting protein) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA-Anwendungen. Schlüsselreagenz für die Forschung zur DNA-Schädigungsantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATRIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84126
GenID	84126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem ATRIP (NP_569055.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WXE1
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel