

Anti-Atrnl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Vv63

Artikelnummer: CM0016987

Einführung

Hochwertiger Anti-ATRNL1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung der Melanokortin-Signalgebung und des Energiehaushalts. Molekulargewicht 153 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRNL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Spezies	Human
GenID (Human)	26033
GenID	26033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 53-160 von humanem ATRNL1 (NP_001263211.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5VV63
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Eisbeutel