


Anti-Atrx Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46100

Artikelnummer: CM0022010



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATRX, einen Chromatin-Remodeler, der an der Telomererhaltung und der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus-ATRX. Geeignet für epigenetische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	546
Gen-ID	546
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2100-2200 des menschlichen ATRX (NP_000480.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46100
Proteingewicht	283kDa
Versand	Eisbeutel