

Anti-Atxn10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubb4

Artikelnummer: CM0028287

Einführung

ATXN10 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von spinocerebellärer Ataxie, Zytokinese und neuronalem Überleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATXN10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25814
Gen-ID	25814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 346-475 von humanem ATXN10 (NP_037368.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBB4
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel